

Orthopädische Schuheinlagen

Liebe Kundin, Lieber Kunde

Sie erhalten individuell angepasste und fachmännisch gefertigte orthopädische Schuheinlagen für Ihre Füße. Diese Gelegenheit nutzen wir, Ihnen ein paar **Hinweise** mit auf den Weg zu geben.

Während den ersten drei Wochen können Sie Muskelkater oder Gelenkschmerzen verspüren. Schuheinlagen verändern die Körperhaltung und Statik des gesamten Körpers. Während dieser Zeit darf die Schuheinlage als Fremdkörper empfunden werden, hingegen keine Schmerzen verursachen.

Nach einem Monat erwarten wir Sie zu einer Routinekontrolle. Sollten Sie vorher stärkere Beschwerden haben, melden Sie sich bitte umgehend.

Hier noch einige **Pflegetipps**:


- ✓ Nehmen Sie die Schuheinlagen über Nacht zum Trocknen aus den Schuhen.
- ✓ Trocknen Sie die Schuheinlagen **nie** an der Sonne und **nie** auf einer Heizung.
- ✓ Kunstlederdecksohlen können Sie mit einem in Seifenwasser befeuchteten Lappen reinigen oder mit entsprechendem Mittel desinfizieren.
- ✓ Tragen Sie die Schuheinlagen täglich, lohnt sich die Anschaffung eines zweiten Paares. Sie können dann diese abwechslungsweise tragen.
- ✓ Lassen Sie die Schuheinlagen jährlich von einem eidg. diplomierten Orthopädienschuhmachermeister **OSM** kontrollieren.

Wir wünschen Ihnen beschwerdefreies Gehen.

Bei Fragen oder Anliegen stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung.

Ihr Brunner Schuhtechnik-Team

Ideen für Gesundes Gehen



@BRUNNERSCHUHTECHNIK.CH

Montag geschlossen
Di bis Fr: 8.00-12.00 / 13.00-18.30
Samstag: 8.00-12.00 / 13.00-16.00
Lieferant der IV, SUVA, MV, KK
www.brunnerschuhtechnik.ch
Hauptstrasse 36, 6260 Reiden
062 758 12 64